


## 発芽実験キットとは

セラミックを使って、タネを発芽させ、発芽の様子や根の成長を観察したり、発芽の実験を行ったりできる実験用キットです



水タンクに入れられた水(肥料を入れても良い)を給水ひもが吸い上げて、その吸い上げられた水をセラミックが毛管力でどんどん上方へと吸い上げます。セラミックが吸い上げた水をタネや植物の根が吸収し、発芽・成長していく仕組みになっています。

### 素材

給水ひも (PVA)・セラミックス (吸水性特殊セラミックス)・本体 (着色透明のABS樹脂)・タネ落下防止シート (PP樹脂)